

BUDDY STRAP

	SINGLE PATIENT USE
	NON-Sterile
	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
RX ONLY	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION

Please read all warnings and instructions before use. Correct application is essential for proper product function and to reduce the risk of injury or re-injury inherent with the use of any brace.

INTENDED USE

The DeRoyal® Buddy Strap is intended for finger fractures, ligament injuries or injuries requiring buddy tape.

CAUTIONS

- A physician or properly licensed practitioner (a "prescriber") who is familiar with the use and purpose of this brace must fit it to the user. The prescriber has a duty to provide wearing instructions and risks related to the use of this product to other healthcare practitioners treating the users and the users themselves, including duration of use. The instructions provided in this sheet do not supersede hospital protocol or direct orders of the prescriber.
- Use only as directed by medical professional.
- Prolonged usage can result in muscle atrophy in the user. The user may require (1) a weaning period from the brace to build muscle strength (2) regular physical therapy exercises to maintain the strength of the fingers (3) a limitation on duration of use or (4) some combination of these.
- Inspect brace for damaged or missing components before use.
- Discontinue use and consult your prescriber if the brace or its components break or become damaged.
- Inspect the fit of the product on the patient to ensure fit is proper. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Check regularly to ensure circulation is not compromised.
- Consult your prescriber immediately if you experience sensation changes, unusual reactions, swelling or increased pain while using this brace. Discontinue use if pressure injuries develop.
- Take special care if the user is diabetic or has poor circulation as these users may have decreased skin sensitivity and are at greater risk for poor peripheral circulation and pressure injuries.

SANGLE BUDDY

	PRODUIT RESERVE A L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT
	NON STERILE
	NON FABRIQUE EN LATEX NATUREL
SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT	LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR OU SUR PRESCRIPTION D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.

INFORMATION IMPORTANTE

Avant utilisation, lire l'ensemble des avertissements et des instructions. Une application correcte est essentielle pour que le produit soit efficace et pour réduire le risque de rechute ou de nouvelle blessure inhérente à l'utilisation d'une orthèse.

USAGE PRÉVU

Le sangle Buddy DeRoyal® est prévue pour les fractures du doigt, les blessures ligamentaires ou les blessures nécessitant une bande Buddy.

PRÉCAUTIONS

- Un médecin ou un praticien agréé (un "prescripteur") pour qui l'usage et la destination de l'orthèse sont familiers, doit l'ajuster à l'utilisateur. Le prescripteur doit fournir des instructions sur le port du produit, indiquer les risques liés à son utilisation et la durée d'utilisation aux autres praticiens de santé soignant l'utilisateur, ainsi qu'à l'utilisateur lui-même. Les présentes instructions ne remplacent pas le protocole hospitalier ou les instructions directes du prescripteur.
- Utiliser uniquement suivant les indications du praticien.
- Une utilisation prolongée peut entraîner une atrophie musculaire chez l'utilisateur. L'utilisateur peut avoir besoin (1) d'une période de réadaptation après le port de l'orthèse pour recouvrer la force musculaire (2) d'exercices réguliers de physiothérapie pour maintenir la force des doigts (3) une limitation de la durée d'utilisation ou bien (4) d'une combinaison des trois.
- Vérifier que l'orthèse ne comporte pas d'éléments endommagés ou manquants avant de l'utiliser.
- Si l'orthèse ou des éléments qui la constituent subissent des dommages ou se cassent, ne plus la porter et contacter le prescripteur.
- Vérifier sur le patient que le produit est parfaitement ajusté. **NE PAS TROP SERRER.** Vérifier régulièrement que la circulation du patient n'est pas entravée.
- Consulter immédiatement votre prescripteur en cas

INSTRUCTIONS FOR USE

- Place the small middle tabs between the two fingers to be strapped.
- Wrap the long tab around the circumference of each finger.
- Secure the strap by fastening the strap with the hook and loop closure.
- The strap may be adjusted by trimming the length and/or width of the strap to fit the individual fingers.

**CARE INSTRUCTIONS**

Hand wash in lukewarm water with a mild detergent. Air dry prior to wearing.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	KEEP DRY
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

USO PREVISTO

La correa para cerclaje DeRoyal® está indicada para fracturas de dedo, lesiones de ligamentos o lesiones que requieren sindactilia.

Part#1-804G

Revised 2/2021

©2021 DeRoyal Industries, Inc.
All Rights Reserved. DeRoyal, DeRoyal logo, and Improving Care, Improving Business. are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.

Manufactured by:
DeRoyal Industries, Inc.
200 DeBusk Lane
Powell, TN 37849 USA
888.938.7828 or (001) 865.938.7828
www.deroval.com

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

**CORREA PARA CERCLAJE****ÚSESE UNA POR PACIENTE****NO ESTÉRIL****NO REALIZADA CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL****SÓLO BAJO PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA****LA LEY FEDERAL DE EE. UU. EXIGE LA PRESENTACIÓN DE UNA PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO O PROFESIONAL SANITARIO AUTORIZADO PARA EL USO Y LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO.****INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Lea todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada y para reducir el riesgo de lesiones o de reaparición de lesiones inherente al uso de cualquier tipo de ortesis.

USO PREVISTO

La correa para cerclaje DeRoyal® está indicada para fracturas de dedo, lesiones de ligamentos o lesiones que requieren sindactilia.

PRECAUCIONES

- La ortesis debe ser aplicada al paciente por un médico o profesional sanitario autorizado ("prescriptor") que esté familiarizado con el uso y la finalidad de la misma. Es responsabilidad del prescriptor brindar las instrucciones de aplicación de este producto; asimismo, debe informar a otros profesionales sanitarios que atienden al usuario (así como al propio usuario) sobre su tiempo de uso y los riesgos que conlleva. Las presentes instrucciones no reemplazan el protocolo hospitalario ni las órdenes directas del prescriptor.
- Úsese exclusivamente siguiendo las instrucciones del médico.
- El uso prolongado puede provocar atrofia muscular. El usuario podría necesitar: (1) un período de retirada gradual de la ortesis durante el cual recuperar el tono muscular; (2) hacer fisioterapia con regularidad para mantener la fuerza en los dedos; (3) una limitación del tiempo de uso; o bien (4) una combinación de las medidas anteriores.
- Antes de utilizar la ortesis, inspecciónela por si faltan componentes o si están dañados.
- Interrumpa el uso y consulte al prescriptor si la ortesis o sus componentes se rompen o se dañan de alguna forma.
- Inspeccione el producto después de aplicarlo para comprobar que se ajuste de forma adecuada al paciente. **NO LO APIRIE DEMASIADO.** Compruebe con regularidad que no se producen alteraciones en la circulación.
- Consulte de inmediato al prescriptor si se produce una alteración de la sensibilidad, reacciones inusuales, hinchazón o un aumento del dolor mientras utiliza esta ortesis. Interrumpa el uso si aparecen úlceras por presión.
- Los usuarios con diabetes o problemas de circulación

**BUDDY STRAP****CORREA PARA CERCLAJE****SANGLE BUDDY****FINGERBANDAGE****FASCIA DI UNIONE****TIRA DE APOIO****BUDDYBAND****TVILLINGFÖRBAND****DESTEK BANTI****IMANTAS AKINHTOPOIHESIΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ**

requieren una atención especial por su tendencia a presentar sensibilidad cutánea reducida y por el mayor riesgo de mala circulación periférica y úlceras por presión.

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque las pequeñas lengüetas intermedias entre los dos dedos que debe inmovilizar.
- Envuelva la lengüeta larga alrededor de la circunferencia de cada dedo.
- Fije la correa con el cierre de cinta autoadhesiva.
- Es posible recortar la correa para ajustar su anchura y/o longitud a cada uno de los dedos.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lave el producto a mano en agua templada, usando un detergente suave. Déjelo secar al aire libre antes del uso.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

	MANTÉNGASE SECO
	MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ SOLAR

Además de la autoridad competente en el país donde resida el paciente, cualquier incidente grave debe ser informado a DeRoyal Industries, Inc.

GARANTÍA

Los productos de DeRoyal® tienen una garantía contra defectos de calidad y fabricación de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de envío de DeRoyal. **LAS GARANTÍAS ESCRITAS DE DEROYAL SUSTITUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZADIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.**

FINGERBANDAGE**EINPATIENTENGEbraUCH****UNSTERIL****ENTHÄLT KEINEN NATURKAUTSCHUK****NACH US-AMERIKANISCHEM RECHT DARF DIESES MEDIZINPRODUKT NUR VON EINEM ARZT BZW. EINER ZUGELASSENEN FACHKRÄFT ODER AUF ÄRZTLICHE VERORDNUNG HIN ABGEGEBEN WERDEN.****WICHTIGE INFORMATIONEN**

Lea bitte vor dem Gebrauch alle Warnhinweise und Anweisungen. Eine korrekte Anpassung ist grundlegend für die einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Produkts und für die Reduktion der Verletzungs- bzw. Wiederverletzungsrisiken in Verbindung mit dem Gebrauch jeder Art von Orthese.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG

Die Fingerbandage de DeRoyal® ist für Fingerfrakturen, Bänderverletzungen oder andere Verletzungen bestimmt, die das Zusammenbinden von zwei Fingern erforderlich machen.

VORSICHTSHINWEISE

- La Orthese muss durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft mit entsprechender Zulassung ("Verordner"), die ihrer Verwendung und ihrem Zweck vertraut ist, angepasst werden. Der Verordner hat die Pflicht, Anweisungen für Tragen zu erteilen und anderer an der Pflege beteiligte medizinische Fachkräfte sowie den Patienten selbst über die Risiken in Verbindung mit der Verwendung des Produkts sowie über die Dauer der Anwendung aufzuklären. Die mit diesem Blatt erteilte Anleitung ersetzt nicht das Krankenhausprotokoll oder die direkten Anweisungen des Verordners.
- Nur gemäß den Anweisungen des Arztes bzw. der medizinischen Fachkraft benutzen.
- Länger andauernde Verwendung kann zu Muskelatrophie beim Benutzer führen. Der Verwender benötigt möglicherweise (1) eine gewisse Zeit für die Entwöhnung von der Orthese, um die Muskulatur wieder aufzubauen (2), regelmäßige krankengymnastische Übungen zur Aufrechterhaltung der Kraft in den Fingern (3), eine Einschränkung der Anwendungsdauer (4) bzw. eine Kombination aller dieser Maßnahmen.
- Kontrollieren Sie die Orthese auf beschädigte oder fehlende Komponenten.
- Unterbrechen Sie die Anwendung und wenden Sie sich an den Verordner, falls die Orthese oder Teile davon brechen oder Schäden aufweisen.
- Inspizieren Sie die Passform des Produkts am Patienten,

um sich der einwandfreien Anpassung zu vergewissern.

NICHT ZU FEST ANZIEHEN. Regelmäßig kontrollieren, dass die Durchblutung nicht beeinträchtigt wird.

- Wenden Sie sich unverzüglich an den Verordner, wenn Sie bei der Verwendung dieser Orthese das Auftreten von veränderten Empfindungen, ungewöhnlichen Reaktionen, Schwellungen oder verstärktem Schmerz bemerken. Unterbrechen Sie die Anwendung, falls Druckverletzungen entstehen.
- Besondere Sorgfalt ist unabdingbar, wenn der Träger Diabetiker ist oder unter schlechter Durchblutung leidet, denn Patienten mit diesen Erkrankungen haben möglicherweise eine verringerte Sensibilität der Haut und weisen ein größeres Risiko für verminderte periphere Durchblutung und die Entstehung von Druckverletzungen auf.

GBRAUCHSANLEITUNG

- Die kleinen Mitteltaschen zwischen die beiden Finger setzen, die bandagiert werden sollen.
- Die lange Lasche um den Umfang jedes Fingerswickeln.
- Das Band durch Befestigen mit dem Klettverschluss sichern.
- Das Band kann justiert werden, indem seine Länge und/oder Breite zur Anpassung an den individuellen Finger zurechtgeschnitten wird.

ANLEITUNG ZUR PFLEGE

On Hand in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen. Vor dem Tragen an der Luft trocken lassen.

LAGERUNG UND TRANSPORT

	VOR NÄSSE SCHÜTZEN
	VOR SONNENLICHT SCHÜTZEN

Außer bei den zuständigen Landesbehörden am Patientenwohnsitz sind schwerwiegende Vorkommnisse auch bei DeRoyal Industries Inc. zu melden.

GARANTIE</

FASCIA DI UNIONE

PER UTILIZZO SU UN UNICO PAZIENTE	
	NON STERILE
	NON IN LATTICE DI GOMMA NATURALE
	SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA LE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA LIMITANO LA VENDITA DEL PRESENTE DISPOSITIVO A MEDICI, A PERSONALE AUTORIZZATO O A OPERATORI SANITARI ABILITATI.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni prima dell'uso. Applicare correttamente il prodotto è fondamentale per garantirne il regolare funzionamento e ridurre il rischio di lesioni o ri-lesioni iniziato nell'uso di qualsiasi tipo di tutore.

USO PREVISTO

La fascia di unione DeRoyal® è destinata alle fratture delle dita, alle lesioni dei legamenti o a lesioni che richiedono un nastro di unione.

! PRECAUZIONI

- Questo tutore deve essere applicato all'utilizzatore da un medico o da un operatore sanitario abilitato ("prescrittore") che ne conosca l'utilizzo e la finalità. Il prescrittore ha il dovere di fornire istruzioni per indossare il prodotto e informazioni sui rischi correlati all'uso di questo prodotto ad altri operatori sanitari che hanno in cura gli utilizzatori e agli utilizzatori stessi, compresa la durata di utilizzo. Le istruzioni fornite in questo foglietto non sostituiscono il protocollo ospedaliero o le indicazioni dirette del prescrittore.
- Utilizzare esclusivamente come indicato dal medico curante.
- L'uso prolungato può provocare atrofia muscolare nell'utilizzatore. L'utilizzatore potrebbe necessitare di (1) un periodo di adattamento dopo la sospensione dell'uso del tutore per potenziare la forza muscolare, (2) esercizi fisioterapici regolari per conservare la forza delle dita, (3) un limite nella durata dell'utilizzo del tutore o di (4) una qualsiasi combinazione di questi fattori.
- Prima dell'uso, controllare che il tutore non presenti danni ne componenti mancanti.
- Sospendere l'uso e consultare il prescrittore qualora il tutore o i suoi componenti si rompano o subiscano danni.
- Verificare che il prodotto si adatti perfettamente al paziente. **NON STRINGERE ECESSIVAMENTE.** Controllare con regolarità per verificare che la circolazione sanguigna non venga compromessa.
- Rivolgersi immediatamente al prescrittore se si riscontrano cambiamenti, reazioni insolite,

BUDDYBAND

UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ EÉN PATIËNT	
	NIET-STERIEL
	NIET VERVAARDIGD UIT NATUURLATEX
	GEBRUIK UITSLUITEND OP VOORSCRIFT VAN MEDISCHE PERSONEEL VOLGENS FEDERALE WETGEVING IN DE VS MAG DIT PRODUCT UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT OF GEBRUIKT DOOR OF OP AANWIJZING VAN EEN ARTS OF EEN GEDIPLOMEERDE GEZONDHEIDSWERKER.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees voor gebruik alle waarschuwingen en instructies door. Voor een goede werking van het product is het essentieel dat het op de juiste manier wordt aangebracht. Dat verkleint ook de kans op letsel of hernieuwd letsel, dat inherent is aan het gebruik van een brace.

BEHOED GEbruIK

De Royal® buddyband is bedoeld voor gebruik bij een vingerfractuur, bij bandletsel of letsel waarvoor buddytape vereist is.

! AANDACHTSPUNTEN

- Een arts of bevoegde beroepsbeoefenaar (een "voorschrijver") die bekend is met het gebruik en het doel van deze brace moet deze bij de gebruiker aanmeten. De voorschrijver is verplicht aan andere zorgverleners die de gebruiker behandelen en aan de gebruiker zelf instructies voor het dragen te geven en de risico's aan te geven die verbonden zijn aan het gebruik van dit product, evenals de duur van het gebruik. De instructies op dit blad zijn niet bedoeld ter vervanging van het ziekenhuisprotocol of directe instructies van de voorschrijver.
- Gebruik de band alleen op die door uw medisch professional voorgeschreven wijze.
- Langdurig gebruik kan bij de gebruiker tot spieratrofie leiden. De gebruiker heeft mogelijk (1) een ontwenningsperiode nodig om na het gebruik van de brace weer spierkracht op te bouwen (2) regelmatige fysiotherapie-oefeningen nodig om de kracht van de vingers in stand te houden (3) een beperkte gebruiksduur nodig, of (4) een combinatie van deze.
- Inspecteer voor gebruik of geen van de onderdelen van de brace beschadigd is of ontbreekt.
- Stop met het gebruik en raadpleeg uw voorschrijver als de brace of onderdelen ervan stuk gaan of beschadigd raken.
- Controleer of het product goed aansluit op de patiënt. **NIET TE STRAK AANBRENGEN.** Controleer regelmatig of de bloedcirculatie niet bekneld is.
- Raadpleeg uw voorschrijver onmiddellijk als u een veranderd gevoel, ongewone reacties, zwelling of verhoogde pijn ervaart tijdens het gebruik van deze brace. Stop met het gebruik als er drukverwonding ontstaan.
- Als de gebruiker diabetisch patiënt is of een slechte bloedcirculatie heeft, dient extra zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Bij deze gebruikers kan de huid minder gevoelig zijn waardoor ze kans hebben op een slechte perifere doorbloeding en drukverwondingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Plaats de kleine middelste lipjes tussen de twee vingers die moeten worden verbonden.
- Wikkel het lange lipje rondom elke vinger.
- Maak de band vast door de knittenbandsluiting dicht te maken.
- De band kan worden afgesteld door de band op lengte en/of breedte te knippen zodat deze aansluit op de vingers.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Met de hand wassen in lauw water met een mild reinigingsmiddel. Alvorens te dragen aan de lucht laten drogen.

OMSTANDIGHEDEN VOOR OPSLAG EN TRANSPORT

DRÖG BEWAREN
HOUD DIT PRODUCT VERWIJDERD VAN DIRECT ZONLICHT

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan de bevoegde instantie in het land waarin de patiënt woonachtig is en aan DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Voor DeRoyal® producten geldt een garantieperiode, voor wat betreft de productkwaliteit en het vakmanschap, van honderdtwintig (120) dagen vanaf de verzenddatum vanuit DeRoyal. **DE SCHRIFTELijke GARANTIES VAN DERoyal KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE IMPLICITE GARANTIES, MET INBEGRIp VAN GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

DESTEK BANTI

TEK HASTADA KULLANIM İÇİN	
	STERİL DEĞİL
	DOĞAL KAUKEV LATEKS İÇERMEZ
	A.B.D. FEDERAL KANUNLARINA GÖRE BU CIHAZ SADECE BİR DOKTOR VEYA UYGUN ŞEKİLDE LISANSI UYGULAYICI TARAFINDAN VEYA EMRİYLE SATILABİLİR.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Lütfen kullanımdan önce tüm uyarıları ve talimatları dikkatle okuyun. Doğru uygulama ürünün doğru çalışması ve herhangi bir sarginın kullanımından doğan yaralanma veya tekrar yaralanma riskini azaltmadır.

KULLANIM AMACI

DeRoyal® Destek Bantı, parmak kırıkları, bağı yaralanmalar veya destek bantı gerektiren yaralanmalar için tasarlanmıştır.

! ÖNLEMLER

- Bu sarginın kullanım ve amacına așina bir hekim veya uygun lisanslı sahib bir pratisyen (bir "reçete yazan") tarafından kullanımına uygunlamalıdır. Reçete yazan kişi, kullanım süresi de dahil olmak üzere, bu ürünün kullanım ile ilgili kullanım talimatlarını ve riskleri kullanımçıları eğiten diğer sağlık görevlilerine ve kullanımçıların kendilerine vermekle görevlidir. Bu sayfada verilen talimatlar reçete yazan hekimin doğrudan talimatlarının veya hastane protokolünün yerini almaz.
- Yalnızca tip uzmanı tarafından belirtilen şekilde kullanın.
- Uzun süre kullanım kılavuzunda kaç atrosine neden olabilir. Kullanıcı (1) kas sıkışımak için sarginın sona bir teknikle döndürme, (2) parmaklarının gücünü korumak için düzleni fizik tedavi egzersizleri, (3) kullanım süresinin kısıtlaması veya (4) burların basınlarını bir arada uygunlamanın ihtiyac duyubilir.
- Kullanımdan önce sargin, hasarı veya ekşis parça olmadıkından emin olmak üzere incleyin.
- Sarginın parçaları kopmuş veya sargin hasar görmüşse kullanmayı ve reçete yazan hekimle danışın.
- Tanrı oturduğundan emin olmak için ürünün hastaya uygun olup olmadığını denetleyin. **AŞIRI SIKMAYIN.** Sarginın kan dolasımını engellemeden düzenli olarak kontrol edin.
- Bu sargin kullanırken his değişiklikleri, olağanüstü reaksiyonları, sisme veya ağrı artışı hissederseniz, hemen reçete yazan kişiye danışın. Basınca bağlı yaralanmalar gelişirse ürünü kullanmayı bırakın.
- Kullanıcı diabetikse veya kullanımının kan dolasımlı yaralanma riskleri daha yüksek olabilir.

• Bu sarginın parçaları kopmuş veya sargin hasar görmüşse kullanmayı ve reçete yazan hekimle danışın.

• Tanrı oturduğundan emin olmak için ürünün hastaya uygun olup olmadığını denetleyin. **AŞIRI SIKMAYIN.** Sarginın kan dolasımını engellemeden düzenli olarak kontrol edin.

• Bu sargin kullanırken his değişiklikleri, olağanüstü reaksiyonları, sisme veya ağrı artışı hissederseniz, hemen reçete yazan kişiye danışın. Basınca bağlı yaralanmalar gelişirse ürünü kullanmayı bırakın.

• Kullanıcı diabetikse veya kullanımının kan dolasımlı yaralanma riskleri daha yüksek olabilir.

tumefazioni o dolore prolungato durante l'impiego di questo tutore. Sospendere l'uso qualora insorgano lesioni da pressione.

- Si raccomanda una particolare attenzione se l'utilizzatore è affetto da diabète o disturbi circolatori, poiché questi utilizzatori potrebbero avere una ridotta sensibilità cutanea e sono quindi esposti a maggiori rischi di cattiva circolazione periferica e lesioni da pressione.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Posizionare le lingue centrali piccole tra le due dita da fasciare.
- Avvolgere la lingua lunga intorno alla circonferenza di ciascun dito.
- Fissare la fascia con la chiusura a strappo.
- La fascia può essere regolata accorciandone la lunghezza e/o la larghezza in base alle dimensioni delle singole dita.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL PRODOTTO

Lavare a mano in acqua tiepida con un detergente delicato. Asciugare all'aria prima dell'uso.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

TENERE ASCIUTTO
TENERE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE

Oltre che all'autorità competente del paese di residenza del paziente, gli incidenti gravi devono essere segnalati anche a DeRoyal Industries, Inc.

GARANZIA

I prodotti DeRoyal® sono garantiti per centoventi (120) giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento DeRoyal per quanto riguarda qualità e lavorazione del prodotto. **LE GARANZIE SCRITTE DI DERoyal SOSTITUISCONO QUALESiasi GARANZIA IMPLICITA, IVI COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIALIBILITÀ O IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO.**

TIRA DE APOIO

USO EM UM ÚNICO PACIENTE
NÃO ESTÉRIL

SOMENTE PARA RX
A LEGISLAÇÃO FEDERAL DOS EUA RESTRIXE A VENDA OU UTILIZAÇÃO DESTE DISPOSITIVO PARA OU MEDICOS, A PRESCRIÇÃO DE UM MÉDICO OU PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTORIZADO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia todos os avisos e instruções antes de usar. A aplicação correta é essencial para o funcionamento adequado do produto e para reduzir o risco de lesão ou reincidência de lesão inerente ao uso de qualquer órtese.

FINALIDADE DE USO

A tira de apoio DeRoyal® deve ser usada para fraturas no dedo da mão, lesões nos ligamentos ou lesões que exigem uma fita de apoio.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

Lave manualmente em água morna com detergente neutro. Seque ao ar livre antes de usar.

• Tome cuidado especial se o usuário for diabético ou tiver má circulação. Esses usuários podem ter sensibilidade cutânea diminuída e correm um risco maior de má circulação periférica e lesões por pressão.

INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque as pequenas abas do centro entre os dois dedos que devem ficar presos.
- Envolva a aba longa ao redor da circunferência de cada dedo.
- Prenda a tira apertando-a com o fecho de gancho e laço.
- A fita pode ser ajustada cortando o comprimento e/ou a largura da tira para acomodar os dedos individuais.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

Lave manualmente em água morna com detergente neutro. Seque ao ar livre antes de usar.

CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

MANTER SECO

<table border="